

## 附件

表一：研究確認的 11 種蝦致敏原：

- 原肌球蛋白 (Pen m 1)
- 精氨酸激酶 (Pen m 2)
- 肌球蛋白輕鏈 2 (Pen m 3)
- 肌質鈣結合蛋白 (Pen m 4)
- 肌鈣蛋白 (Pen m 6)
- 血藍蛋白 (Pen m 7)
- 磷酸丙糖異構酶 (Pen m 8)
- 脂肪酸結合蛋白 (Pen m 13)
- 肝糖磷解酶 (Pen m 14)
- 烯醇化酶 (Eno)
- 醛縮酶 (ALDA)

表二：應用於香港和泰國蝦敏感患者的過敏測試，靈敏及特異度最高的三種致敏原（由最高開始排列）：

香港	泰國
肌鈣蛋白 (Pen m 6)	肌質鈣結合蛋白 (Pen m 4)
肌質鈣結合蛋白 (Pen m 4)	原肌球蛋白 (Pen m 1)
脂肪酸結合蛋白 (Pen m 13)	肌鈣蛋白 (Pen m 6)